



**DISPOZIȚIE
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.04.11

mun. Chișinău

Nr. 200-D

**Cu privire la distribuirea materialelor de consum
și pieselor de schimb pentru dializă procurate centralizat**

Conform contractului de Achiziții Publice nr. 01 din 04.03.11 și contractul nr. 02 din 10.03.11, încheiat între Agenția Medicamentului și firma Fresenius Medicale Care, Germania, întru asigurarea continuității tratamentului pacienților aflați la dializă și în temeiul punctului 8 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 777 din 27.11.2009,

DISPUN:

1. A distribui materialele de consum și piesele de schimb pentru dializă, procurate din surse bugetare centralizate, II tranșă, conform anexei.

2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice vor asigura recepționarea materialelor de consum și piesele de schimb pentru dializă nominalizate de la depozitul „Tehoptimed” S.A., mun. Chișinău, str. Maria Dragan 19 A, cu procura Agenției Medicamentului amplasată în mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, cu evidența și utilizarea conform legislației în vigoare.

3. Controlul executării dispoziției în cauză se atribuie dnei Tatiana Zatic, șef Direcție politici în asistența medicală.

Viceministru

Viorel SOLTAN

n r	Denumirea mărfii, Unitatea de măsură	În total	SCR	CNȘP MU	Spitalul Clinic Municipal Bălți	Spitalul raional Comrat	ICȘOSM și C	Spitalul raional Cahul	Spitalul Clinic Municip "Sf. Treime"
1	Consumabile dializă peritoneală, bucăți:								
	1) CAPD 2 Stay Safe 2000 ml	1840	1840						
	2) CAPD 3 Stay Safe 2000 ml	272	272						
	3) CAPD 4 Stay Safe 2000 ml	704	704						
	4) Stay Safe dizinfection cap	2800	2800						
	5) Catheter adaptor luer- lock w.clozure cap	5	5						
	6) Stay safe/luer lock cath.ext. 40 cm	10	10						
	7) Catheter adaptor luer lock closure cap	40	40						
	8) Stay Seif drainage set	30	30						
	9) Frecasept, 2x500 ml	13	13						
	10) Frecasoft, 2x500 ml	30	30						
	11) Frecaderm, 3x500 ml	22	22						
	12) Tenckhoff catheter 919	1	1						
	13) Organizer Stay Seif	1	1						
	14) Holder for organizer	1	1						
	15) Spring balance 5 kg	1	1						
	16) Stay safe CAPD Trening apron	1	1						
	17) PD-thermosafe plus	1	1						
	18) PD-belt medium	3	3						
	19) PD-catheter impl. set	1	1						
2	Dezinfectanți, canistre:								
	1) Diasteril, 6l	133	55	2	36	9	13	9	9
	2) Puristeril , 5 litres	64	5	44	3	3	2	2	5
	3) Citrosteril, 5l	40	12	5	10	2	5	1	5
3	Sare pentru regenerare, 25 kg, saci	560	120	100	120	80	30	80	30
4	Piese de schimb, bucăți:								
	1) P.C.B. 631 SMT 10/16MHZ	1	-	-	-	-	-	-	1
	2) P.C.B. 632 SMT CPU-2 Board	1	-	-	-	-	-	-	1
	3) Filter 7.0/7.0mm 300µm *4008 *4008S V10	50	10	8	8	6	4	4	10
	4) Filter 7.0/7.0mm *4008 10	40	8	6	6	4	4	4	8
	5) Filter UF-Pump 5.5/5.5mm *4008 *5008 10	50	10	8	8	6	4	4	10
	6) Retrofit Kit Stepper	1	1	-	-	-	-	-	-

	Motor and LP 624 4-poles *4008								
7)	Degassing Pump Motor with Plug *4008E	2	1	-	-	-	-	-	1
8)	Flow Pump Motor with Plug *4008E	2	1	-	-	-	-	-	1
9)	Solenoid Valve Disinfection *4008	30	10	5	5	2	1	1	6
10)	Solenoid Valve 1 Port *4008	60	20	10	10	5	5	5	5
11)	Solenoid Valve 2 Ports *4008	6	1	1	1	-	1	-	2
12)	Flow Indicator *4008 *Aquasafe	1	-	-	1	-	-	-	-
13)	Dialysate Filter complete *4008 *2008	10	2	3	3	-	-	-	2
14)	Gear pump pps complete 4008/5008	8	3	2	3	-	-	-	-
15)	Membrane Pump Conc./Bic. Universal *4008	2	1	-	-	1	-	-	-
16)	Standard solution E1 (250 ml) ionometer	18	18	-	-	-	-	-	-
17)	Standard solution E2 (250 ml) ionometer	10	10	-	-	-	-	-	-
18)	Standard solution E3 (250 ml) ionometer	5	5	-	-	-	-	-	-
19)	Control serum ionosafe (3x4 AMP) ISE	4	4	-	-	-	-	-	-
20)	Printerpaper roll F.Thermalprinter*ISE2	2	2	-	-	-	-	-	-
21)	Internal electrolyte 100 ml ionometer	1	1	-	-	-	-	-	-
22)	Pump line yellow, ionometer	1	1	-	-	-	-	-	-
23)	Pump line blue, complete ionometer	1	1	-	-	-	-	-	-
24)	Line for swivel adaptor ionometer	2	2	-	-	-	-	-	-
25)	Insertion capillary f.optical sensor, right	2	2	-	-	-	-	-	-
26)	Insertion capillary f.optical sensor, left	2	2	-	-	-	-	-	-
27)	Ionotest – testing solution 100 ml ionometer	1	2	-	-	-	-	-	-
28)	Conditioning solution 100 ml ionometer	1	1	-	-	-	-	-	-
29)	Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	60	12	8	8	8	8	6	10
30)	Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	60	12	8	8	8	8	6	10
31)	Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	60	12	8	8	8	8	6	10
32)	Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	60	12	8	8	8	8	6	10
33)	Filter cartridge GX1 3/4" 1µm GRANUMIX	70	16	10	10	8	8	8	10

34) Hardness measuring set Duroval A	7	1	1	1	1	1	1	1	1
35) Timer control unit, version S	3	1	-	-	-	-	1	-	1
36) Centrifugal pump	1	-	-	-	-	-	1	-	-
37) RO-module AQUASAFE/AQUAST ORE/AQUAB DUO	5	5	-	-	-	-	-	-	-
38) O-ring kit membrane moduletypA*AquaXXX	5	5	-	-	-	-	-	-	-
39) Tangit-PVC-cleaner 125ml can	8	2	1	1	1	1	1	-	2
40) Tangit-PVC-adhesive 125G tube	8	2	1	1	1	1	1	-	2